

KENNEN SIE UNSER REINIGUNGSSIEB?

Mit dem Reinigungssieb als Aufsatz für den Luer-Lock-Adapter können Sie problemlos kleine Werkstücke sicher und einfach reinigen.

Bestellen Sie bis zum 31.10.2024 einen
REITEL TRONADA und erhalten das Reinigungssieb
im Set von uns gratis dazu!

Das Reinigungssieb passt selbstverständlich auch auf unsere
anderen Geräte mit Luer-Lock-Adapter,
wie z.B. den STEAMY MINI oder SUPERSTEAM.



Art.-Nr.: 20002000
UVP: 53,- €

REITEL

TRONADA MIT SIEB IM SET

Art.-Nr.: 10101000

- » automatische Befüllung über integrierte Wasserpumpe
- » 5 Liter Tank
- » 6 Bar Druck
- » Dampfdruck, -menge, -feuchte stufenlos dosierbar
- » inkl. Luer-Lock Adapter und 2.5mm-Düse
- » Heißwasserfunktion
- » Druckluftfunktion
- » funktionale Einhandbedienung
- » Kesseldruckanzeige



Details

Mit dem TRONADA holen Sie sich ein absolutes Multitalent in Ihr Zahnlabor. Das Gerät arbeitet völlig selbstständig, wenn es um das Nachfüllen geht. Denn angeschlossen an die Wasserleitung sorgt eine integrierte Pumpe dafür, dass der 5 Liter-Tank sich selbst füllt. Für den permanenten Einsatz – gerade in großen, gewerblichen Laboren – ist dieser Dampfstrahler also genau das Richtige.

Wie alle Dampfstrahler aus dem Hause REITEL wird auch der TRONADA aus robustem, langlebigem Edelstahl und in Handarbeit gefertigt! Um eine Verschmutzung Ihres Dampfstrahlers durch Kalkablagerungen und in der Folge Reparaturen zu vermeiden, empfehlen wir den DELIMER COMFORT Wasserenthärter.

Set-Preis 2.950,- €* statt 3.533,- €

REINIGUNGSSIEB IM SET DAZU



Art.-Nr.: 20002000
UVP: 53,- €

REITEL Feinwerktechnik GmbH

Senfdamm 20 · 49152 Bad Essen · www.reitel.com · info@reitel.com

*Preise und Aktion gültig nur im Zeitraum bis 31.10.2024.