

RETOMAT MINI

Four de chauffe

Référence: 17404



Photo montre la commande EASY

RETOMAT

Four de chauffe

Référence: 17405



Photo montre la commande EASY

RETOMAT MG

Four de chauffe

Référence: 17406



Photo montre la commande COMFORT

- conçu pour la technique de coulée sur métaux précieux ou modèles
- chauffage jusqu'à la température de consigne et conservation et maintien de température
- répartition homogène de la température grâce au système de chauffe des quatre côtés
- vitesse de chauffe jusqu'à 15 °C/min.
- température max. 1.150 °C
- isolation optimale de la chambre
- raccordement ventilateur
- porte basculante vers le haut
- livré avec plaque réfractaire
- boîtier en inox

Option:

- ventilateur hotte aspirante, réduisant les odeurs et les fumées
- un tiroir résistant à la chaleur
- la commande COMFORT permet une programmation précise de la température avec paliers et phases des maintien de température. Mémorisez vos cycles de chauffe librement grâce aux 30 paliers de températures et un programme "Speed" ainsi qu'une fonction calendrier

Données techniques

Alimentation	230 V / 50 – 60 Hz	Alimentation	230 V / 50 – 60 Hz	Alimentation	230 V / 50 – 60 Hz
Puissance	2.500 W	Puissance	2.600 W	Puissance	3.000 W
Hauteur	530 mm ouvert: 610 mm intérieures: 115 mm	Hauteur	550 mm ouvert: 660 mm intérieures: 130 mm	Hauteur	570 mm ouvert: 710 mm intérieures: 155 mm
Largeur	390 mm intérieures: 165 mm	Largeur	420 mm intérieures: 205 mm	Largeur	450 mm intérieures: 235 mm
Profondeur	450 mm ouvert: 550 mm intérieures: 150 mm	Profondeur	430 mm ouvert: 500 mm intérieures: 190 mm	Profondeur	520 mm ouvert: 720 mm intérieures: 250 mm
Capacité	3,2l	Capacité	5,2l	Capacité	9,2l
Nombre de mouffles recommandé	4 x taille 3	Nombre de mouffles recommandé	4 x taille 6	Nombre de mouffles recommandé	4 x taille 9
Poids	32 kg	Poids	43 kg	Poids	48 kg
Boîtier	inox	Boîtier	inox	Boîtier	inox

Recommandations

Le catalyseur ainsi que le ventilateur hotte-aspirante sont des compléments idéals pour les fours RETOMAT.

www.reitel.com/images/pdfs/REITEL-catalogue-2017_fr.pdf

