

Arbeitsplätze

ERGORET CC

Systemarbeitsplatz

Best.-Nr.: 14803 (weiß) / 14803.1 (grau)



- ergonomisch gestalteter Systemarbeitsplatz für langfristiges und ermüdungsfreies Arbeiten
- Stäube, Gase und Dämpfe werden großflächig über den integrierten Filter in der Rückwand abgesaugt
- zusätzlicher Anschluss für Schmutzabsaugung über eine externe Absaugung, z. B. DUSTY COMFORT (s. S. 8)
- Echtholz-Arbeitsplatte und Schutzglasscheibe
- inkl. zwei Schubladen, Auffangbehälter für Grobschmutz, Edelstahl-Ablageschale, schwenkbarer Lupe, optimierter LED-Beleuchtung, Ausblasdüse und Handstückvorbereitung
- auch als Prüfplatz einsetzbar
- optional mit Vario-Hubtisch (Arbeitshöhe 880 bis 1.180 mm)

Technische Daten

Netzanschluss	230V / 50 – 60 Hz
Aufnahmeleistung	120 W
Höhe	670 mm
Breite	910 mm
Tiefe	860 mm
Gewicht	60 kg
Lupe	4 Dioptrien
Druckluft	max. 8 bar
Gehäuse	Edelstahl / Holz