

# Nettoyage

## BIOSTEAM CENTER

Station vapeur

Référence: 10106



- environnement de travail propre et hygiénique dans le laboratoire
- la vapeur produite est condensée dans les filtres spécifiques
- la vapeur produite est aspirée
- aspiration silencieuse
- lampe de travail à LED
- activation par pédale ou manuelle
- unités de filtrage, faciles à remplacer
- embout de vidange, utilisable sur les deux côtés de l'appareil
- ne nécessite pas de lavabo à proximité

## Données techniques

Alimentation	230V/50-60Hz
Puissance	200W
Hauteur	600mm
Largeur	540mm
Profondeur	510mm
Poids	35kg
Boîtier	inox