

# Nettoyage

## **SUPERSTEAM**

Générateur de vapeur

Référence: 14201



- fonction vapeur sèche, vapeur humide et d'eau chaude
- pression et intensité du jet de vapeur réglables
- pression 6 bar
- fonction air comprimé
- cuve de grande capacité
- manomètre de pression
- remplissage manuel simple
- manipulation aisée d'une seule main
- brosses raccord Luer-Lock pour le nettoyage intérieur et extérieur (option)
- support mural en inox (option)

## Données techniques

<b>Alimentation</b>	230V / 50 – 60 Hz
<b>Puissance</b>	2.200 W
<b>Hauteur</b>	420 mm
<b>Largeur</b>	300 mm
<b>Profondeur</b>	350 mm
<b>Poids</b>	14 kg
<b>Température</b>	160 °C
<b>Pression</b>	6 bar
<b>Capacité</b>	5 l
<b>Niveau de vapeur et pression</b>	réglables
<b>Remplissage</b>	manuel
<b>Boîtier</b>	inox