

## RETOCAST I

Induktions-Schleuderguss

**Best.-Nr.: 18000000**



- induktive Aufschmelzung, stufenlos leistungsgeregt
- elektrische Deckelverriegelung und Schleuderzeiteinstellung
- optimale Anpassung an unterschiedliche Legierungen
- für jedes Muffelsystem geeignet
- schnelle Gussfolge
- einfache Handhabung durch übersichtliches Bedienfeld
- Graphit- und Keramiktiegel einsetzbar
- automatisch absenkende Induktionsspule
- Not-Ausschalter
- drei Anzugsgeschwindigkeiten

## Technische Daten

Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Aufnahmeleistung	3.200 W
Druckluftanschluss	6 bar / 5 l/min.
Höhe	530 mm offen: 930 mm
Breite	510 mm
Tiefe	740 mm
Gewicht	60 kg
Drehzahl	500 U / min.
Muffelgröße	1 – 9 und Modellguss
max. Gussmenge	EM 110 g / NEM 55 g
min. Gussmenge	NEM 15 g
Gehäuse	Edelstahl