

Rühren & Polymerisieren



POLYCURE

Lichthärtegerät

Best.-Nr.: 18310000



- drei Lichtfrequenzen für verschiedenste Materialien
- langlebige Hochleistungs-LED's
- große Zugriffsfläche und Bewegungsfreiheit über Klappdeckel
- großzügiger Drehteller
- Zeit individuell über digitalen Timer einstellbar
- integrierte Lüftung des Innenraums vermeidet Überhitzung Ihrer Werkstücke

Technische Daten

Netzanschluss	230V / 50 – 60 Hz
Aufnahmeleistung	100W
Höhe	210 mm offen: 440 mm
Breite	210 mm
Tiefe	335 mm
Drehteller-Ø	125 mm
Wellenlänge	385 – 390 nm 405 – 410 nm 465 – 470 nm
Gewicht	5,5 kg
Gehäuse	Edelstahl