

Malaxage & REITEL Polymérisation

POLYMAT

Systeme de polymérisation

Référence: 18301



- permet de polymériser plusieurs moufles et articulateurs en même temps
- la température, la pression et le temps sont réglables
- la montée en température est possible même lorsque le couvercle est ouvert
- contrôle de température électronique
- minuterie jusqu'à 120 minutes
- résistance à l'extérieur de la chambre en inox
- affichage
- montée en température rapide
- résistant à l'eau d'après le standard IP 44
- plusieurs caractéristiques de sécurité
- robinet intégré
- nettoyage aisé

Données techniques

Alimentation	230V/50-60 Hz
Puissance	3.600 W
Hauteur	330 mm
Largeur	330 mm ouvert: 290 mm
Profondeur	380 mm
Dimensions intérieures de la cuve D/H	220/190 mm
Poids	22 kg
Capacité	7 l
Pression	0-6 bar
Température	jusqu'à 100°C
Boîtier	inox

REITEL Hotline +49 54 72/94 32-0

Sous réserve de modifications