

Rühren

VACURET DIGIT

Vakuumrührgerät mit Digitalanzeige

Best.-Nr.: 10608100



- Vakuumrührgerät für Gipse, Einbettmassen, Alginate, Silikone und Harze, z.B. für den 3D Druck
- Digitales Farbdisplay mit Dreh- und Drück-Bedienung
- Hochwertige Vakuumpumpe
- Kohlebürstenfreier Rührmotor für den Dauerbetrieb
- Drehzahl 200 bis 600 U/min. variabel in Vor- und Hauptrühren einstellbar
- 4 feste Programme, 24 programmierbare Speicherplätze und eine manuelle Einstellung
- Inklusive 400 ml Kunststoff-Rührbecher mit Metal-Rührwerk und massivem Deckel

Technische Daten

Aufnahmeleistung	600 W
Netzanschluss	230V/ 50-60 Hz
Höhe	250 mm
	inkl. Ständer: 670 mm
Breite	150 mm
	inkl. Ständer: 215 mm
Tiefe	280 mm
	inkl. Ständer: 355 mm
Drehzahl	200 - 600 U/min
Vaakuum	max. 93 %
Schalldruckpegel	≤ 70 dB(A)
Gewicht	8 kg/15 kg mit Ständer
Gehäuse	Edelstahl