

Rühren

RETOMIX MINI Vakuumrührgerät

Best.-Nr.: 10607000



- Anrühren von Gipsen, Einbettmassen und Alginaten
- sekundengenaue elektronische Zeitschaltuhr
- integrierte Vakuumpumpe startet automatisch bei Kontakt mit Becher
- stufenlose Drehzahlregulierung
- regulierbares Vakuum
- einfache Bedienung
- leicht wechselbares Filtersystem schützt vor Verunreinigungen und Beschädigungen des Motors und der Vakuumpumpe
- Gerät wird für die Wandmontage geliefert
- für verschiedene Bechergrößen
- Lieferung inkl. 400 ml Anrührbecher

Technische Daten

Aufnahmeleistung	420 W
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Höhe	290 mm inkl. Ständer: 710 mm
Breite	155 mm inkl. Ständer: 220 mm
Tiefe (inkl. Ständer)	285 mm inkl. Ständer: 360 mm
Drehzahl	370 – 630 U/min
Vaakuum	max. 93 %
Schalldruckpegel	≤ 70 dB(A)
Gewicht	8 kg/15 kg mit Ständer
Gehäuse	Edelstahl