

Rühren

VACURET EASY INJECT

Vakuumrührgerät mit Drehuhr

Best.-Nr.: 10606200



- unkompliziertes Anrühren von Gipsen, Einbettmassen und Alginaten mit nur einem Handgriff
- Druckluftanschluss benötigt
- startet die Druckentnahme vom Kompressor
- integriertes, leicht wechselbares Filtersystem
- regulierbares Vakuum
- manuelle Zeitschaltuhr
- Gerät für Wandmontage, inkl. 400 ml-Becher
- optional verschiedene Bechergrößen erhältlich

Technische Daten

Aufnahmeleistung	300 W
Netzanschluss	230V/ 50-60 Hz
Höhe	250 mm
	inkl. Ständer: 670 mm
Breite	150 mm
	inkl. Ständer: 215 mm
Tiefe	280 mm
	inkl. Ständer: 355 mm
Drehzahl	370 U/min
Vaakuum	max. 90 %
Schalldruckpegel	≤ 70 dB(A)
Gewicht	8 kg/15 kg mit Ständer
Gehäuse	Edelstahl
Druckluftanschluss	6 bar / 50 l / min.