

# Rühren & Polymerisieren



## VIBROMAT

Rüttler

Best.-Nr.: 14002



- Vibrations- / Rüttelblech
- gleichmäßiges, blasenfreies Einrütteln von Gips, Einbettmassen und weiteren Materialien verschiedener Viskositäten
- zwei auswählbare Schwingfrequenzen
- individuelle Einstellung der Intensität
- stufenlos regelbarer Schwingmagnet
- abwaschbare Gummiauflage

## Technische Daten

Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Aufnahmeleistung	150 W
Höhe	125 mm
Breite	300 mm
Tiefe	170 mm
Gewicht	6 kg
Schwingfrequenz / min.	3.000 und 6.000
Intensität	stufenlos regelbar
Gehäuse	Edelstahl