

■ Malaxage

VACURET CLASSIC

Malaxeur sous vide

Référence: 10607100



- mélange homogène pour tous types de plâtres, revêtements et alginates grâce à la minuterie électronique
- vitesse réglable
- pompe à vide sans entretien
- système de filtrage, facile à remplacer
- conçu en standard pour une fixation murale, fourni avec bol de malaxage 400 ml

Données techniques

Puissance	480 W
Alimentation	230V/ 50-60 Hz
Hauteur	250 mm avec pied : 670 mm
Largeur	150 mm avec pied : 215 mm
Profondeur	280 mm avec pied : 355 mm
Vitesse	150 - 850 U/min
Vide	max. 93 %
Poids	8 kg/15 kg avec pied
Boîtier	inox