

■ Malaxage

VACURET DIGIT

Malaxeur sous vide

Référence: 10608100



- prévu pour plâtres, revêtements et résines
- affichage couleur numérique avec interrupteur rotatif
- 24 configurations programmables
- pompe à vide sans entretien
- moteur sans balais, à courant continu

Données techniques

Puissance	600 W
Alimentation	230V/ 50-60 Hz
Hauteur	250 mm avec pied : 670 mm
Largeur	150 mm avec pied : 215 mm
Profondeur	280 mm avec pied : 355 mm
Vitesse	200 - 600 U/min
Vide	max. 93 %
Poids	8 kg/15 kg avec pied
Boîtier	inox