

# ■ Reinigen

## SONIRET RP HEAT

Ultraschallgerät

Best.-Nr.: 10200006



- optimale und schnelle Reinigung an schwer zugänglichen Stellen (z.B. Bohrungen)
- Schwingungstechnik mit hohem Wirkungsgrad
- zeitverkürzte Desinfektion
- Temperaturbereich von 20 – 80 °C
- Einschaltzeit einstellbar von 1 – 99 Min.
- individuelle Einstellung von Temperatur und Ultraschalldauer
- einfache Bedienung
- umfangreiches Zubehör
- Zwei Reinigungstanks mit je einem Auslassventil

## Technische Daten

Netzanschluss	230V / 50 – 60 Hz
Aufnahmeleistung	650 W
Inhalt	max. 3 l
<u>Gerät</u>	
Höhe	580 mm
Breite	280 mm
Tiefe	297 mm
<u>Tanks</u>	
Höhe	2 x 215 mm
Breite	2 x 110 mm
Tiefe	2 x 215 mm
Gewicht	14,85 kg
Frequenz	40 kHz
Gehäuse	Edelstahl