

■ Reinigen

SONIRET SWEEP

Ultraschallgerät

Best.-Nr.: 10200100



- effektive Reinigung von Werkzeug und Instrumenten mit der neuen SWEEP-Technik
- optimale Reinigungsleistung an schwer zugänglichen Stellen (z.B. Bohrungen)
- schnelle Reinigung der Instrumente
- Schwingungstechnik mit extra hohem Wirkungsgrad und automatischer Veränderung der Frequenz
- integrierte Heizung
- einfache Einstellung von Reinigungszeit und Temperatur
- zeitverkürzte Desinfektion
- Temperaturbereich von 20 – 80 °C
- Einschaltzeit einstellbar von 1 – 99 Min.

Technische Daten

Netzanschluss	230V / 50 – 60 Hz
Aufnahmeleistung	200 W
Inhalt	max. 3 l
Gerät	
Höhe	210 mm
Breite	280 mm
Tiefe	190 mm
Tank	
Höhe	100 mm
Breite	240 mm
Tiefe	140 mm
Gewicht	4,5 kg
Frequenz	39,5 – 40,5 kHz
Gehäuse	Edelstahl