

Nettoyage

SONIRET SWEEP

Bac à ultrasons

Référence: 10200100



- nettoyage en profondeur et sans efforts des instruments et objets
- dissout efficacement les plus petites particules de saleté, même dans les endroits difficiles d'accès, tels que les orifices
- rotation rapide de l'instrumentation
- le liquide de nettoyage est soumis à des vibrations à haute fréquence
- chauffage intégré
- programmation de la durée et de la température du cycle
- procédure de désinfection à temps réduit
- température de chauffe de 20 à 80 °C
- réglage minuterie 1 – 99 minutes

Données techniques

Alimentation	230V/50–60 Hz
Puissance	200 W
Capacité	max. 3 l
<u>Dimensions de l'appareil</u>	
Hauteur	210 mm
Largeur	280 mm
Profondeur	190 mm
<u>Dimensions de la cuve</u>	
Hauteur	100 mm
Largeur	240 mm
Profondeur	140 mm
Poids	4,5 kg
Fréquences	39,5 – 40,5 kHz
Boîtier	inox