

## SANDURET 2

Mikrofeinstrahler


Best.-Nr.: 14601



## SANDURET 3

Mikrofeinstrahler

Best.-Nr.: 14600



## SANDURET 4

Mikrofeinstrahler

Best.-Nr.: 14603



- Reinigen, Mattieren, Glänzen und Oxydbeseitigung
- zwei, drei oder vier Strahlmittelbehälter
- beheizter Behälter vermeidet verstopfte Strahldüsen und sorgt für gleichmäßigen Materialfluss
- Schnellstoppfunktion
- geringer Strahlmittelverbrauch
- Ausblasdüse zur Reinigung der Objekte mit Luftdruck
- Behälteranwahl vom Strahlraum aus
- jederzeit nachfüllbar durch Schnellentlüftung
- langlebige Hartmetalldüsen

- Sicherheitsglasscheibe mit Schutzfolie
- oberer Absauganschluss für optimale Sicht und Scheibenschutz
- Fußschalter
- wartungsfreier REITEL Schnellstopp
- integrierte LED-Innenbeleuchtung
- Handdurchführung aus Leder
- keine Wartung oder Ausfallzeiten durch Wasserabscheider und Filter
- separate Ablassschraube ermöglicht einfachen Wechsel des Strahlguts
- optionale Schublade zur einfachen Entsorgung des Strahlguts (s. Zubehör, S. 25)

## Technische Daten

Netzanschluss	230V/50-60Hz
Aufnahmeleistung	100W
Höhe	320 mm offen: 480 mm
Breite	480 mm
Tiefe	440 mm
Gewicht	17 kg
Luftverbrauch	80l/min
Druck	0,5-6 bar
Düse	1,2+1,5 mm
Körnung	25-250 µ
Gehäuse	Edelstahl

Netzanschluss	230V/50-60Hz
Aufnahmeleistung	120W
Höhe	320 mm offen: 480 mm
Breite	480 mm
Tiefe	440 mm
Gewicht	18 kg
Luftverbrauch	80l/min
Druck	0,5-6 bar
Düse	0,8+1,2+1,5 mm
Körnung	25-250 µ
Gehäuse	Edelstahl

Netzanschluss	230V/50-60Hz
Aufnahmeleistung	140W
Höhe	320 mm offen: 480 mm
Breite	480 mm
Tiefe	440 mm
Gewicht	19 kg
Luftverbrauch	80l/min
Druck	0,5-6 bar
Düse	0,8+1,2+1,5+1,5 mm
Körnung	25-250 µ
Gehäuse	Edelstahl

## Empfehlung

Die SANDURET-Geräte gibt es optional auch mit Schublade. Diese und weitere Zubehörteile, wie z.B. die DUSTY COMFORT-Absaugung in unserem umfassenden Produktkatalog:

[www.reitel.com/images/pdfs/REITEL-Katalog-2017\\_de.pdf](http://www.reitel.com/images/pdfs/REITEL-Katalog-2017_de.pdf)

Außerdem ist eine individuelle Zusammenstellung für gewünschte Korngrößen möglich.

Wenden Sie sich für nähere Informationen gerne an unsere Hotline oder an Ihren Fachhandelspartner.