

# ■ Temperieren

## **THERMORET**

Heizplattengerät

**Best.-Nr.: 16002**



- Vortemperierung von Anästhetika, Natriumlösung, Registrierwachsen, etc.
- macht zähe Komposite fließfähiger
- Materialblock zur Erwärmung von Karpulen, Spritzen, etc.
- einfach bedienbares Display

## Technische Daten

Netzanschluss	230V/50–60Hz
Aufnahmeleistung	180W
Höhe	135 mm inkl. Box: 180 mm
Breite	220 mm
Tiefe	230 mm
Gewicht	5,5 kg
Temperatur	max. 70 °C
Volumen	ca. 0,8l
Gehäuse	Edelstahl