

■ Trimmen

ROTOGRIND MINI

Nasstrimmer

Best.-Nr.: 13400



- präziser Schliff mit hoher Oberflächengüte
- verstellbarer Auflagetisch
- kohlebürstenfreier und durchzugsstarker Motor
- robustes Edelstahlgehäuse
- abnehmbare Gerätefront mit zwei Schnellverschlüssen zur einfachen Reinigung und schnellen Scheibenwechsel
- Wiedereinschaltssicherung bei Stromausfall

Technische Daten

Netzanschluss	230V / 50 – 60 Hz
Aufnahmeleistung	1.300 W
Höhe	310 mm
Breite	310 mm
Tiefe	400 mm
Gewicht	20 kg
Drehzahl	3.000 U / min.
Scheibendurchmesser	250 mm
Gehäuse	Edelstahl