

■ Meulage

ROTOGRIND NT KFO

Taille-plâtre à eau et à sec, Version Orthodontie

Référence: Set, 43305



- ajustement de l'angulation des modèles maxillaires supérieur et inférieur, assurant le positionnement précis
- déplacement axial aisé
- angulations fixes ou variables
- table d'orthodontie facilement démontable
- large ouverture de la façade assurant un travail confortable (12 cm)
- le laser de repérage (option) définit précisément l'angulation
- livré avec façade ORTHO et disque diamanté ORTHO
- Disque diamanté de dimensions supérieures par rapport au standard (280 mm) assure des angles et des finitions parfaits des modèles d'orthodontie

Données techniques

Alimentation	230V / 50 – 60 Hz
Puissance	1.500 W
Hauteur	350 mm
Largeur	350 mm
Profondeur	470 mm
Poids	22 kg
Vitesse	3.000 t / min.
Diamètre du disque	280 mm
Boîtier	inox