

REITEL

ANY CAD

Digitale Praxis- und Laborgeräte



ANYCAD SYSTEME | FRÄSEN



ANYCAM 53D

Trocken-Fräseinheit
Best.-Nr.: 58501410

- Fräst Zirkonoxid, Wachs, PMMA, Komposit, PEEK, Gips, glasfaserverstärktes Harz und CoCr-Sintermetall
- Kompaktes Materialaufnahmesystem für einzelne Adapter, optimiert für Effizienz und Flexibilität
- Ununterbrochenes, unbeaufsichtigtes Fräsen durch den automatischen 15-fach Werkzeugwechsler (ATC)
- Benutzerfreundliches VPanel sorgt für komfortable Produktions- und Gerätekontrolle vom Computer aus
- 5-Achs-Präzisionsfräsen ermöglicht tiefe Unterschnitte, Fräsen von großspannigen Brücken und Totalprothesen



ANYCAM 53 DC

Trocken-Fräseinheit
Best.-Nr.: 58501500

- Fräst Zirkonoxid, Wachs, PMMA, Komposit, PEEK, Gips, glasfaserverstärktes Harz und CoCr-Sintermetall
- Automatischer 6-fach Rohlingswechsler ermöglicht das Laden von bis zu 6 Rohlingen mit einem Durchmesser von 98,5 mm für effiziente Serienproduktion
- DWINDEX-Software zur Protokollierung der Fräsvorgänge und zur Analyse des ROI für verbesserte Planung, Verwaltung und Entscheidungsfindung
- Unbeaufsichtigtes, zuverlässiges Fräsen durch den automatischen 15-fach Werkzeugwechsler (ATC), kompatibel mit beschichteten und unbeschichteten Fräsern



ANYCAM 43W

Nass-Fräseinheit
Best.-Nr.: 58504000

- geeignet für Glaskeramik, Hybridkeramik und Kompositmaterialien
- Hochgeschwindigkeits-Schleifen mit bis zu 60.000 U/min dank leistungsstarker DGSHAPE-Spindel
- automatischer Sechsfach-Werkzeugwechsler für unterbrechungsfreien Betrieb
- einfache Überwachung und Steuerung über VPanel-Software
- erweiterter Kühlmitteltank und hochwertige Düsen für mehr Volumenstrom und weniger Wartung

POST-PROCESSING IM 3D-DRUCK



SONIRET RP COOL I HEAT

Ultraschallgerät
Best.-Nr. COOL: 10200005
Best.-Nr. HEAT: 10200006


- effektive Reinigung von Werkzeug und Instrumenten
- besonders gut geeignet für schwer zugängliche Stellen
- individuelle Einstellung von Temperatur (HEAT- Variante) und Ultraschalldauer
- umfangreiches Zubehör
- hygienisch durch Edelstahloberfläche
- Zwei Reinigungstanks mit je einem Auslassventil



POLYCURE

Lichthärtegerät
Best.-Nr.: 18310000

- drei Lichtfrequenzen für verschiedenste Materialien
- langlebige Hochleistungs-LED's
- große Zugriffsfläche und Bewegungsfreiheit über Klappdeckel
- großzügiger Drehteller
- Zeit individuell über digitalen Timer einstellbar
- integrierte Lüftung des Innenraums vermeidet Überhitzung Ihrer Werkstücke



ERGORET EASY

Arbeitsplatz mit Absaugung
Best.-Nr.: 16701000

- Arbeitet komplett autark ohne externe Absaug-Anlage
- Großer Glasdeckel und wassergeschützte LED-Beleuchtung
- Großzügige Durchführungen für ermüdungsfreies Arbeiten
- Optionaler HEPA-Hochleistungsfilter für maximale Luftreinheit

ANYCAD SYSTEME | SCANNER



ANYSCAN MINI

AnySCAN Scanner, Set
Best.-Nr.: 58411000

- vollautomatischer 3D-Dentalscanner mit moderner Optik und platzsparenden Maßen
- produziert schnell, einfach und preisgünstig
- inkl. monochromem Textur-Scan zum Digitalisieren von kleinen Markierungen an den Modellen
- leicht verständliche Benutzeroberfläche der Software dental Scan
- dental Scan und exocad® DentalCAD voll kompatibel
- auch andere Gegenstände in der Größe des Messfelds scanbar dank Universal-Modus
- 3D-Modelle problemlose Weiterverarbeitung von 3D-Modellen in diversen CAD-Anwendungen
- ohne Lizenzgebühren dauerhaft nutzbar
- optional im Set mit exocad® und Workstation

ANYSCAN VINYL HR

AnySCAN Scanner, Set
Best.-Nr.: 58430000

- maximale Produktivität im Laboralltag
- scant mit geöffneter oder geschlossener Klappe, 180-Grad-Öffnung bietet viel Platz zum Arbeiten
- Zeitersparnis durch vollautomatische Z-Achse
- fährt das zu scannende Objekt selbständig ins Messfeld – kein Aufschauben von Distanzplatten mehr
- einfache Bedienung durch Touch Display direkt am Scanner
- verbesserte Motorsteuerung gewährleistet ruhige und schnelle Motorfahrten
- große Systemplatte ermöglicht direkte Aufnahme aller namhaften Artikulatoren
- stabiler Stand durch rutschfeste Gummimatte auf der Systemplatte
- optional im Set mit exocad® und Workstation

ANYSCAN VINYL UXD

AnySCAN Scanner, Set
Best.-Nr.: 58440000

- Modernste 3D-Sensoreinheit
- UX-Modul, bestehend aus zwei weiteren Kameras und einem Projektor
- Vergrößerte Artikulator-Systemplatte
- Stümpfe, die bei secondDie und singleDie freigestellt werden sollen, beleuchtet der Projektor auf dem Modell im Innenraum
- Rasante Motorsteuerung
- Gehäuse aus hochwertigen Materialien
- Möglichkeit, zwischen vier Modi zu wählen, so kann die Anzahl der Kameras sowie deren Auflösung bestimmt werden
- Mithilfe des Innenraummonitorings werden im Vinyl UXD die Objekte durch eine KI-gesteuerte Z-Achsenpositionierung in der Höhe automatisch ausgerichtet
- optional im Set mit exocad® und Workstation

TECHNISCHE DATEN	ANYSCAN MINI	Vinyl HR	Vinyl UXD
Netzanschluss	24 V DC	230 V / 50 – 60 Hz	230 V / 50 – 60 Hz
Aufnahmeleistung	60 W	60 W	60 W
Anschlüsse	1x USB, 1x Kaltgerätestecker	1x USB, 1x Kaltgerätestecker	1x USB, 1x Kaltgerätestecker
Maße (B x H x T)	36 x 31 x 39 cm	45,5 x 43 x 42 cm	45,5 x 43 x 42 cm
Gewicht	9,5 kg	23 kg	25 kg
Messgeschwindigkeit Komplettkiefer	Total: 29 Sek.	Total: 35 Sek.	Total: 22 Sek. und 24 Sek.
Messgeschwindigkeit Einzelstumpf	Total: 42 Sek.	Total: 49 Sek.	Total: 31 Sek. und 40 Sek.
Messgeschwindigkeit 3-gliedrige Brücke	Total: 56 Sek.	Total: 75 Sek.	Total: 55 Sek. und 70 Sek.
Auflösung	1,6 MP	3,2 MP	2x 3,2 MP und 2x 1 MP (4 Kameras)
Messfeld (X/Y/Z)	80 x 60 x 85 mm	80 x 60 x 85 mm	80 x 60 x 82 mm und 88 x 63 x 82 mm
Messgenauigkeit (nach ISO 12836)	6 µm	4 µm	4 µm
Virtueller Artikulator	nein	ja	ja
Triple Tray®-Abdruckscan	nein	ja	ja
secondDie	ja	ja	ja
multiDie	nein	ja	ja
multiCase	nein	ja	ja
Textur-Scan (monochrom)	ja	ja	ja
Textur-Scan (farbig)	nein	ja	ja
Universal-Modus	ja	ja	ja
exocad®-kompatibel	ja	ja	ja
Bestell-Nummer	43411000 (im Set mit exocad®)	43430000 (im Set mit exocad®)	43440000 (im Set mit exocad®)

ANYCAD SYSTEME | ZUBEHÖR



EXOCAD®

AnyCAD Designsoftware
Best.-Nr.: 58401000

- intuitiver zahntechnischer Workflow
- orientiert sich exakt am technischem Ablauf des Dentallabors
- überzeugt durch Schnelligkeit und intuitive Bedienung – auch bei komplexen Fällen
- unabhängig, innovativ und zukunftssicher
- ideale Ergänzung zu unseren Dentalscannern
- führende dentale CAD-Software (OEM) – hohe Akzeptanz sowohl bei Einsteigern als auch bei digitalen Experten
- keine jährlichen Lizenzgebühren
- minimiert Schulungskosten, maximiert Produktivität
- Standardversion von exocad DentalCAD deckt bereits eine Vielzahl von Indikationen ab, z.B. Kronen, Kappchen oder Geschiebe

exocad® – empfohlene Rechner-Leistung

Betriebssystem	Windows 10®, 64 bit
Prozessor	Quad-Core (mind.)
Arbeitsspeicher	16 GB
Hard Drive	ca. 500 GB

exocad® – Module

provisorische Kronen und Brücken
Abutment
Stege
DICOM-Viewer
virtueller Artikulator
Aufbiss-Schiene
TruSmile
ModelCreator

– Bestell-Nummer

(AnyCAD Computer, vorkonfiguriert)

Workstation, vorkonfiguriert



ANYCAM ZUBEHÖR

für Fräs-Einheiten

Die anwenderfreundlichen AnyCAM Fräsmaschinen unterstützen eine breite Palette von Werkzeugen und ermöglichen damit eine einfache Integration in den Arbeitsalltag.

Unterschiedliche Materialien wie Wachs, Zirkoniumdioxid, Hybrid Komposite, PMMA und Peek in unterschiedlichen Rohlingsmaßen können schnell und präzise bearbeitet werden.

Für Fragen zu Werkzeugen, Werkstoffen und Materialien stehen unsere CAD / CAM Produktspezialisten und Zahntechniker zur Verfügung.

Zubehör: Fräsadapter 20er / 40er / 80er für Stiftblanks, Bestell-Nummer: 58505000

weiteres Zubehör ist auf Anfrage erhältlich

DUSTY ZIRKON

Feinstaubsauger

- ideal zum Absaugen von Zirkondioxidstaub (CAD/CAM) und anderen Feinstäuben
- extrem geringe Geräusentwicklung
- absolut flexibel im Anschluss externer Geräte durch speziellen Adapter
- automatisch zuschaltbare Gerätesteckdose
- inkl. Filterreinigungsfunktion

TECHNISCHE DATEN	DUSTY ZIRKON
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Aufnahmeleistung	1.200 W
Steckdose	2.400 W
Maße (B x H x T)	39 x 61 x 57 cm
Gewicht	16 kg
Entstaubung	99,9% (Klasse H)
Arbeitsgeräusche	60 dB(A)
Behältervolumen	42l
Bestell-Nummer	24500000



ERGORET CLASSIC

Arbeitsplätze
Best.-Nr. CLASSIC: 16901001

Der ERGORET CLASSIC ist ein Arbeitsplatz zum Schleifen und Bearbeiten von Modellen, Gerüsten, kieferorthopädischen Apparaten oder staubenden Werkstücken. Außerdem ist er perfekt für die Bearbeitung von Zirkon mit einer Wasserturbine geeignet.



ERGORET COMFORT

Arbeitsplätze
Best.-Nr. CLASSIC: 16801000

Bei dem ERGORET COMFORT von REITEL handelt es sich um eine Art Schutzhaube für alle zahntechnischen Arbeiten, bei denen Schmutz, Staub und Dampf entsteht. Die abnehmbare Haube aus Sicherheitsglas schützt Sie dabei vor dem Einatmen solcher Stoffe und trägt so wesentlich zu Ihrer Gesundheit im Zahnlabor bei.



DUSTY ZIRKON
Feinstaubsauger