

Arbeitsplätze

ERGORET CC KFO

Systemarbeitsplatz

Best.-Nr.: 14805 (weiß) / 14805.1 (grau)



- für kieferorthopädische Arbeiten in der KFO-Praxis und im Labor
- Schmutz, Staub und Methylmethacrylat-Dämpfe werden großflächig über den integrierten Filter in der Rückwand abgesaugt
- zusätzlicher Anschluss für Schmutzabsaugung über eine externe Absaugung, z. B. DUSTY COMFORT (s. S. 8)
- Echtholz-Arbeitsplatte und Schutzglasscheibe
- inkl. Edelstahl-Ablageschale, rutschfester Gummiunterlage, Auffangbehälter für Grobschmutz und Handstückvorbereitung, schwenkbarer Lupe und optimierter LED-Beleuchtung
- auch als Prüfplatz einsetzbar
- optional mit Vario-Hubtisch (Arbeitshöhe 880 bis 1.180 mm)

Technische Daten

Netzanschluss	230V / 50 – 60 Hz
Aufnahmeleistung	120 W
Höhe	670 mm
Breite	910 mm
Tiefe	860 mm
Gewicht	60 kg
Lupe	4 Dioptrien
Absaugfilter	Aktivkohle
Gehäuse	Edelstahl / Holz