

# ■ Arbeitsplätze

## ERGORET MINI

Arbeitsplatz

**Best.-Nr.: 16801**



- trägt wesentlich zur Gesundheit bei, indem Staub und Gase von der Arbeitsumgebung abgesaugt werden
- ergonomisch geformte Echtholz-Arbeitsplatte
- Staubabsaugung durch den Feilkloben
- Universalanschluss für alle Absaugsysteme
- Absaugung vorne oder hinten anschließbar
- Sicherheitsglas mit wechselbarer Schutzfolie
- helle energiesparende LED-Beleuchtung
- Auftischversion
- optional: schwenkbare Lupe

## Technische Daten

Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Aufnahmeleistung	18 W
Höhe	300 mm
Breite	490 mm
Tiefe	400 mm
Gewicht	14 kg
Gehäuse	Edelstahl / Holz