

Polieren

POLIRET CLASSIC Poliereinheit

Best.-Nr.: 11111



- zwei Arbeitsspindeln aus Edelstahl
- Polieren, Schleifen, Säubern und Bürsten von Metall, Kunststoff und Keramik
- integrierte Staub- und Schmutzabsaugung
- zwei getrennt einstellbare Absaugkanäle
- Arbeitsfeldleuchten und Sichtschutzscheiben
- kohlebürstenloser Motor für Dauerbetrieb geeignet
- in zwei Stufen regelbar
- herausnehmbare Polierschale
- Vliesfilter bei 40 °C waschbar, leicht wechselbar
- Not-Ausschalter

Technische Daten

Netzanschluss	230V/50–60 Hz
Motorleistung	400 W
Absaugleistung	190 W
Höhe	500 mm
Breite	730 mm
Tiefe	560 mm
Gewicht	60 kg
Drehzahl	1.500/3.000 U/min
Absaugung	600 m ³ /h
Gehäuse	Edelstahl