

■ Reinigen

PROTOFRESH

Prothesenreiniger

Best.-Nr.: 10500000



- schnelle und einfache Reinigung von Zahnsparren, Prothesen etc.
- besonders effektiv durch Neigung des Bechers und unterschiedliche Drehrichtungen
- ruhiger und stabiler Stand durch robustes Edelstahl-Gehäuse
- einfache Bedienung
- Becher ist sterilisator-geeignet
- stufenlose Drehzahl-Regulierung

Technische Daten

Netzanschluss	230V/50-60 Hz
Aufnahmeleistung	150 W
Drehzahl	max. 3.000 U/min.
Höhe	235 mm
Breite	225 mm
Tiefe	225 mm
Becher-Maße	Ø 100 x 80 cm
Becher-Volumen	ca. 0,6l
Gewicht	7 kg
Gehäuse	Edelstahl