

■ Trimmen

ROTOGRIND NT KFO

Nass-/Trockentrimmer mit KFO-Angulationstisch

Best.-Nr.: Set, 43305



- präzise Winkel an Ober- und Unterkiefermodellen über gelagerten Schieber
- leichtgängige Axialverschiebung
- Rastsystem für übliche Winkel erleichtert die Festeinstellung
- Winkeleinheit für Reinigungszwecke und Nutzung ohne KFO-Tisch wegschwenkbar
- extragroße Schleifscheibenöffnung (12 cm)
- optionaler Strichlaser zur Orientierungshilfe für Winkeleinstellung
- im Set mit KFO-Front und Schleifscheibe KFO
- spezielle Diamantschleifscheibe für Grob- und Feinschliff – für optimale Schaumodelle

Technische Daten

Netzanschluss	230V / 50 – 60 Hz
Aufnahmeleistung	1.500 W
Höhe	350 mm
Breite	350 mm
Tiefe	470 mm
Gewicht	22 kg
Drehzahl	3.000 U / min.
Scheibendurchmesser	280 mm
Gehäuse	Edelstahl