

■ Trimmen

ROTOGRIND NT

Nass- / Trockentrimmer

Best.-Nr.: 10301



- leistungsstarker Nasstrimmer, umschaltbar mit Trockenlauffunktion
- Auflagetisch stufenlos winkelverstellbar
- laufruhiger und kohlebürstenfreier Motor
- Bremse nach Abschalten des Motors
- automatische Motorabschaltung und Bremse bei Gehäuseöffnung
- mit patentierter Scheibenspülung – auch bei nicht ausgehärteten Modellen
- kontinuierliche Wassermengenregulierung
- hohe Standfestigkeit – auch bei Superhartgips
- schwenk- und abnehmbare Front mit Schnellverschluss zur besseren Reinigung
- Überlastungsschutz und Wiedereinschaltssicherung bei Stromausfall

Technische Daten

Netzanschluss	230V / 50 – 60Hz
Aufnahmeleistung	1.500W
Höhe	350 mm
Breite	350 mm
Tiefe	470 mm
Gewicht	22 kg
Drehzahl	3.000 U / min.
Scheibendurchmesser	250 mm
Gehäuse	Edelstahl