

■ Postes de travail



ERGORET CC KFO

Poste de travail, Version Orthodontie

Best.-Nr.: 14805 (blanc) / 14805.1 (gris)



- garantit un travail sans risque pour la santé dans le cadre de l'usinage des matières synthétiques en orthodontie ou en laboratoire
- poussières, saletés, gaz et vapeurs, en particulier celles du méthacrylate de méthyle, sont aspirés et retenus dans des filtres à l'arrière de l'appareil
- prévu pour le raccord à un système d'aspiration multi-postes où à l'aspiration centralisée
- plan de travail en hêtre et verre de protection
- comprend dépose-objet en inox, tapis de protection, réceptacle pour débris, raccord pour pièce à main, loupe orientable et projection idéale de la lampe à LED
- également parfait en tant que poste de contrôle
- pied électrique Vario en option (hauteur réglable de 880 à 1.180 mm)

Données techniques

Alimentation	230V / 50 – 60Hz
Puissance	120W
Hauteur	670 mm
Largeur	910 mm
Profondeur	860 mm
Poids	60 kg
Loupe	4 dioptries
Filtre	filtre à charbon actif
Boîtier	inox / hêtre

REITEL Hotline +49 54 72 / 94 32-0

Sous réserve de modifications