

■ Postes de travail



ERGORET CC

Poste de travail

Best.-Nr.: 14803 (blanc) / 14803.1 (gris)



- équipement particulièrement ergonomique pour un travail sans fatigue et dans des conditions optimales
- poussières, gaz et vapeurs sont aspirés et retenus dans des filtres à l'arrière de l'appareil
- raccord pour aspirateur externe, par exemple DUSTY COMFORT (cf. p. 8)
- plan de travail en hêtre et vitre de protection
- comprend tiroirs, réceptacle pour débris, dépose-objet en inox, loupe orientable, projection idéale de la lumière à LED, soufflette et adaptateur pour pièce à main
- également parfait en tant que poste de contrôle
- pied électrique Vario en option (hauteur réglable de 880 à 1.180 mm)

Données techniques

Alimentation	230V / 50 – 60 Hz
Puissance	120 W
Hauteur	670 mm
Largeur	910 mm
Profondeur	860 mm
Poids	60 kg
Loupe	4 dioptries
Air comprimé	max. 8 bar
Boîtier	inox / hêtre