

■ Polissage

POLIRET TWIN

Unité de polissage

Référence: 12703



- vitres de protection
- moteur puissant sans charbon
- POLIRET : réglage électronique de vitesse
- POLIRET TWIN : deux moteurs séparés avec un réglage de vitesse individuel
- dépose-objets
- filtre en tissu lavable en machine à 40 °C
- bouton d'arrêt d'urgence

Données techniques

Alimentation	230V / 50 – 60 Hz
Puissance moteur	2 x 370 W
Puissance aspiration	400 W
Hauteur	500 mm
Largeur	730 mm
Profondeur	560 mm
Poids	60 kg
Vitesse (variable)	800 – 4.500 t / min.
Aspiration	800 m ³ / h
Boîtier	inox