

# Nettoyage

## TRONADA

Générateur de vapeur

Référence: 10101



- fonction vapeur sèche, vapeur humide et d'eau chaude
- pression et intensité du jet de vapeur réglables
- pression 6 bar
- fonction air comprimé
- manomètre de pression
- remplissage automatique
- manipulation aisée d'une seule main
- brosses raccord Luer-Lock pour le nettoyage intérieur et extérieur (option)
- support mural en inox (option)

## Données techniques

Alimentation	230V/50-60Hz
Pression de l'eau	max. 4 bar
Puissance	3.000 W
Hauteur	420 mm
Largeur	330 mm
Profondeur	350 mm
Poids	15 kg
Température	160 °C
Pression	6 bar
Capacité	5 l
Niveau de vapeur et pression	réglables
Remplissage	automatique
Boîtier	inox