

# Rühren

## RETOMIX EASY

Vakuumrührgerät

Best.-Nr.: 10606000



- Anrühren von Gipsen, Einbettmassen und Alginaten
- integrierte Vakuumpumpe startet automatisch bei Kontakt mit Becher
- regulierbares Vakuum
- einfache Bedienung
- manuelle Zeitschaltuhr
- leicht wechselbares Filtersystem schützt vor Verunreinigungen und Beschädigungen des Motors und der Vakuumpumpe
- Gerät wird für die Wandmontage geliefert
- für verschiedene Bechergrößen
- Lieferung inkl. 400 ml Anrührbecher

## Technische Daten

<b>Aufnahmeleistung</b>	420 W
<b>Netzanschluss</b>	230 V / 50 – 60 Hz
<b>Höhe</b>	290 mm inkl. Ständer: 710 mm
<b>Breite</b>	155 mm inkl. Ständer: 220 mm
<b>Tiefe (inkl. Ständer)</b>	285 mm inkl. Ständer: 360 mm
<b>Drehzahl</b>	fix 330 U/min
<b>Vaakuum</b>	max. 93 %
<b>Schalldruckpegel</b>	≤ 70 dB(A)
<b>Gewicht</b>	8 kg/15 kg mit Ständer
<b>Gehäuse</b>	Edelstahl