

■ **PREISLISTE**  
gültig ab 1. März 2022



## Reinigen

10904000	<b>STEAMY MINI</b>	Dampfstrahler zum manuellen Befüllen, 1 Feuchtigkeitsstufe, Volumen 3,5 l, Druck 4,5 bar, VA-Gehäuse, mit Luer-Lock-Adapter und 2,5 mm Standard-Düse zum Wechseln ..... 1.360,-	1.360,-
14201000	<b>SUPERSTEAM</b>	Dampfstrahler zum manuellen Befüllen, 3 Feuchtigkeitsbereiche, stufenlos regelbar, Volumen 5 l, Druck 6 bar, Temperatur 160 °C, Pressluftdüse, mit Luer-Lock-Adapter und 2,5 mm Standard-Düse zum Wechseln ..... 2.590,-	2.590,-
10101000	<b>TRONADA</b>	Dampfstrahler mit automatischer Befüllung, Druck 6 bar, Temperatur 160 °C, 3 Feuchtigkeitsbereiche, stufenlos regelbar, Pressluftdüse, Pumpe, mit Luer-Lock-Adapter und 2,5 mm Standard-Düse zum Wechseln ..... 3.450,-	3.450,-
43101000	<b>TRONADA + DELIMER COMFORT</b>	Kombination aus Dampfstrahler und Wasserenthärter ..... 4.850,-	4.850,-
20205000	<b>DELIMER COMFORT</b>	Wasserenthärter, Ionenaustauscher für Dampfstrahlgeräte, VA-Gehäuse ..... 1.400,-	1.400,-
20100000	Wandbefestigungs-Set	für STEAMY MINI, inkl. Dübel, Haken und Abstandhalter ..... 21,-	21,-
20107000	Wandregal	für Dampfstrahler, Edelstahl, Maße B/H/T: 360/345/200 mm ..... 250,-	250,-
20116000	Düse 1,5 mm	für Luer-Lock Adapter ..... 36,-	36,-
20002000	Reinigungssieb	Reinigungssieb Luer-Lock für Dampfstrahler ..... 49,-	49,-
20119000	Düsenwechsel-Werkzeug	für Luer-Lock Düsenaufsätze ..... 18,-	18,-
20112000	Dampfbürste außen	für Düsen-Aufsatz, Luer-Lock für Außenreinigung ..... 42,-	42,-
20113000	Dampfbürste innen	für Düsen-Aufsatz, Luer-Lock für Innenreinigung, 25 cm, ø = 4 mm ..... 180,-	180,-
20110000	Schlauchverlängerung	längerer Schlauch, 230 cm, Werkseinbau ..... 65,-	65,-
90410000	REITEL-Entkalker	für Heißwasser- und Haushaltsgeräte, 1000 ml ..... 26,-	26,-
90410100	REITEL-Entkalker Set	für Heißwasser- und Haushaltsgeräte, 12 x 1000 ml im Vorteilspack ..... 230,-	230,-
20121000	Pumpe zum Entkalken	Handpumpe zur Entfernung der Reinigungslösung ..... 42,-	42,-
90405000	REITEL-Spray	Edelstahl-Pflegespray, 250 ml ..... 27,-	27,-
90405100	REITEL-Spray Set	Edelstahl-Pflegespray, 12 x 250 ml im Vorteilspack ..... 230,-	230,-
10106000	<b>BIOSTEAM CENTER</b>	Abdampfbox, beleuchtet, mit Absaugung, VA-Gehäuse, Fußschalter ..... 1.990,-	1.990,-
20109000	Aktivkohlefilter	optionaler Schadstofffilter für das BIOSTEAM CENTER ..... 230,-	230,-
10110000	<b>ABDAMPFSCHALE</b>	Edelstahl, mit Spritzschutz, für Dampfstrahlgeräte ..... 240,-	240,-
10200100	<b>SONIRET SWEEP</b>	Ultraschall-Reinigungsgerät, Volumen 3 l, mit Heizung und Deckel ..... 710,-	710,-
20400000	Einlegekorb	Edelstahl, für SONIRET ..... 39,-	39,-
20401000	Einlegekorb	Kunststoff, für SONIRET ..... 54,-	54,-
20403000	Glashalter	Edelstahl, für SONIRET ..... 36,-	36,-
20402000	Glasbecher	niedrige Form, mit Ausguss und Ring, für SONIRET ..... 21,-	21,-
20405000	Einhängekorb	Kunststoff, ø = 60 mm, zum Einhängen in den Halter ..... 20,-	20,-
20404000	Einhängekorb	Edelstahl, ø = 60 mm, zum Einhängen in den Halter ..... 36,-	36,-
10510000	<b>PROTOFRESH</b>	Nadelreiniger inkl. Haltemagnet, Kunststoff-Becher, 5mm-Reinigungsnadeln und Reinigungslösung ..... 950,-	950,-
90406000	REITEL-Clean	Reinigungslösung für Nadelreiniger, 1000 ml, auf Zitronensäure-Basis ..... 14,-	14,-
90406100	REITEL-Clean Set	Reinigungslösung für Nadelreiniger, 12 x 1000 ml, im Vorteilspack ..... 130,-	130,-
20500000	Reinigungsnadeln	5 mm, Inhalt: 50 g ..... 42,-	42,-
20500055	Kunststoff-Becher	inkl. Deckel und Dichtung, Volumen: ca. 0,6 l ..... 21,-	21,-
20500060	Haltemagnet	..... 25,-	25,-
1020005	<b>SONIRET RP COOL</b>	Ultraschall-Reinigungsgerät, Volumen 2 x 5 l, mit 2 Deckel ..... 2.150,-	2.150,-

Best.-Nr.	Artikel	Beschreibung	UVP
1020006	<b>SONIRET RP HEAT</b>	Ultraschall-Reinigungsgerät, mit Ablauf, mit oder ohne Heizung und 2 Deckel .....	2.350,--
20407000	Plattformhalter	Nextdent, Formlabs.....	69,-

## Temperieren

16002000	<b>THERMORET</b>	Temperiergerät/ Wasserbad für Spritzen, Karpulen und Wachsplatten .....	820,-
----------	------------------	---	-------

## Rühren & Rütteln

10606000	<b>RETOMIX EASY</b>	Vakuümührgerät mit manuellem Timer und fester Drehzahl, VA-Gehäuse, inkl. 1 Mischbecher 400 ml, Lieferung als Wandgerät.....	1.350,-
10607000	<b>RETOMIX MINI</b>	Vakuümührgerät mit elektr. Drehzahlregelung, digitaler Zeitschaltuhr, VA-Gehäuse, inkl. 1 Mischbecher 400 ml, Lieferung als Wandgerät.....	1.600,-
10608100	<b>VACURET DIGIT</b>	Elektronik-Vakuümührgerät mit Pumpe, 28 Programmspeicher, VA-Gehäuse, inkl. 1 Mischbecher 400 ml, Lieferung als Wandgerät.....	1.950,-
23701000	Ständer	für RETOMIX- und VACURET-Serie, Granit mit Edelstahl.....	295,-
21302100	Rührbecher	Kunststoff, 75 ml .....	230,-
21302000	Rührbecher	Kunststoff, 150 ml.....	176,-
21303000	Rührbecher	Kunststoff, 400 ml.....	199,-
21304000	Rührbecher	Kunststoff, 600 ml.....	204,-
21213000	Rührbecher	Kunststoff, 1.000 ml .....	262,-
26306000	Rührbecher	für Alginate, Kunststoff, 150 ml.....	211,-
26307000	Rührbecher	für Alginate, Kunststoff, 400 ml.....	247,-
14002000	<b>VIBROMAT</b>	Rüttler, 3.000/6.000 Schwingungen / min., Intensität stufenlos regelbar, VA-Gehäuse.....	600,-

## Trimmen

10301000	<b>ROTOGRIND NT</b>	Nass- / Trocken-Trimmer, 1.500 W, 3.000 U / min., VA-Gehäuse (Absauganlagen s. Seite 6).....	1.980,-
43299000	<b>ROTOGRIND NT-SET</b>	Trimmer inkl. Schleifscheibe Korund „Klett“ Best.-Nr. 22205000 .....	2.180,-
43300000	<b>ROTOGRIND NT-SET</b>	Trimmer inkl. Schleifscheibe Silicium Carbid Best.-Nr. 20301000 .....	2.180,-
43301000	<b>ROTOGRIND NT-SET</b>	Trimmer inkl. Diamantschleifscheibe PW Best.-Nr. 23301000 .....	2.700,-
43302000	<b>ROTOGRIND NT-SET</b>	Trimmer inkl. Diamantschleifscheibe DELTA Best.-Nr. 23401000.....	2.970,-
43303000	<b>ROTOGRIND NT-SET</b>	Trimmer inkl. Voll-Diamantschleifscheibe „mittel“ Best.-Nr. 20302000 .....	3.420,-
43304000	<b>ROTOGRIND NT-SET</b>	Trimmer inkl. Voll-Diamantschleifscheibe „grob“ Best.-Nr. 20303000.....	3.630,-
43305000	<b>ROTOGRIND NT KFO-SET</b>	Trimmer mit KFO-Angulationstisch, inkl. Voll-Diamantschleifscheibe „KFO“, ø 280 mm Best.-Nr. 20309000 .....	4.620,-
20306000	Arbeitsleuchte	für ROTOGRIND NT, LED-Leuchte .....	262,-
20308000	Strichlaser	für ROTOGRIND NT, zur Modellausrichtung.....	450,-
13400000	<b>ROTOGRIND MINI</b>	Trimmer für Nassschliff, 1.300 W, 3.000 U/min., VA-Gehäuse.....	1.220,-
43403000	<b>ROTOGRIND MINI-SET</b>	Trimmer inkl. Schleifscheibe Korund „Klett“ Best.-Nr. 22205000 .....	1.420,-
43402000	<b>ROTOGRIND MINI-SET</b>	Trimmer inkl. Schleifscheibe Silicium Carbid Best.-Nr. 20301000 .....	1.420,-
43400000	<b>ROTOGRIND MINI-SET</b>	Trimmer inkl. Diamantschleifscheibe PW Best.-Nr. 23301000.....	1.940,-
43401000	<b>ROTOGRIND MINI-SET</b>	Trimmer inkl. Diamantschleifscheibe DELTA Best.-Nr. 23401000.....	2.210,-
20301000	Schleifscheibe Silicium Carbid	für ROTOGRIND NT/ROTOGRIND MINI, mittel, beidseitig verwendbar, ø 250 mm.....	200,-

Best.-Nr.	Artikel	Beschreibung	UVP
22204000	Schleifträger für Korund	für ROTOGRIND NT / ROTOGRIND MINI, Alu, mit Klettverschluss, ø 250 mm, inkl. 1 Schleifscheibe Korund „Klett“ Best.-Nr. 22205000 .....	200,-
22205000	Schleifscheibe Korund „Klett“ K80, Inhalt 5 Stk./Pkg., Klettverschluss, ø 250 mm, für Schleifträger Best.-Nr. 22204000.....		92,-
23301000	Diamantschleifscheibe PW	für ROTOGRIND NT / ROTOGRIND MINI, segmentbeschichtet, 8 mm KU-Träger, ø 250 mm.....	720,-
23401000	Diamantschleifscheibe DELTA	für ROTOGRIND NT / ROTOGRIND MINI, 8 mm Alu-Träger, hochwertige Triangelbeschichtung .....	990,-
20302000	Voll-Diamantschleifscheibe	für ROTOGRIND NT, „mittel“, ganz belegt, 8 mm Träger, ø 250 mm .....	1.440,-
20303000	Voll-Diamantschleifscheibe	für ROTOGRIND NT, „grob“, ganz belegt, 8 mm Träger, ø 250 mm.....	1.650,-
20309000	Voll-Diamantschleifscheibe	für ROTOGRIND NT KFO-Set, „mittel“, ganz belegt, 8 mm Träger, ø 280 mm.....	1.540,-

## Arbeitsleuchten

19101000	<b>LED MINI TABLE</b>	inkl. Standard Klemme für Hand / Wandhalterung.....	820,-
19111000	<b>LED COMFORT TABLE</b>	inkl. Standard Klemme für Hand / Wandhalterung.....	1.120,-
29172000	Aufschraubklemme	Aufschraubklemme, mit 3 Schrauben auf Tisch montierbar.....	92,-
29173000	Wandbefestigung	mit Dübel/Befestigungsschrauben, für Wandmontage der Tischleuchte.....	64,-

## Polymerisieren & Lichthärten

18301000	<b>POLYMAT</b>	Polymerisationsgerät, Volumen 7l, 0 – 6 bar, mit elektronischer Temperatur-Regelung, bis 100 °C einstellbar, 120 Min. Timer, VA-Gehäuse.....	2.400,-
28300000	Temperatur-Erweiterung	optional bis 120 °C .....	280,-
18310000	<b>POLYCURE</b>	Licht-Polymerisationsgerät für 3D-Druck und Komposite.....	1.650,-

## Vorwärmen

17404000	<b>RETOMAT MINI EASY</b>	Vorwärmofen, inkl. elektronischer Steuerung EASY, Volumen 3,2l, max. 1.150 °C, empfohlen für 4 x 3er Muffeln.....	2.500,-
17404001	<b>RETOMAT MINI COMFORT</b>	Vorwärmofen, inkl. elektronischer Steuerung COMFORT, Volumen 3,2l, max. 1.150 °C, empfohlen für 4 x 3er Muffeln.....	3.090,-
27301000	Katalysator	für alle Vorwärmöfen der RETOMAT-Serie .....	950,-
27303000	Muffel-Ablageplatte	Auszug zur Ablage von Muffeln für alle Vorwärmöfen der RETOMAT-Serie.....	350,-

## Gießen

13803000	<b>INDURET MINI</b>	Induktions-Gießgerät für EM und NEM, inkl. Modellguss, inkl. Temperaturanzeige,.....	11.800,-
23811000	Startpaket	für INDURET MINI bestehend aus Artikeln mit Best.-Nr.: 21601000, 23801000, 23802000, 23803000, 23828000, 23812000, 23805000, 23816000, 23818000, 23819000, 23809000, 26803000.....	790,-
23806000	Tiegelhalter	für je 10 Tiegel und Verschlussstößel, VA-Gehäuse .....	260,-
21601000	Druckminderer Argon	.....	141,-
23801200	Graphittiegel Plus für EM	Inhalt 2 Stk./Pkg.....	84,-
23801000	Graphittiegel normal für EM	Inhalt 3 Stk./Pkg.....	77,-
23803000	Keramiktiegel für NEM	Inhalt 5 Stk./Pkg.....	98,-
23800000	Sigradurtiegel	glasartiger Kohlenstoff-Schmelztiegel für hochschmelzende Edelmetalllegierungen, Inhalt 1 Stk. ....	87,-
23802000	Verschlussstößel Graphit	zur Temperaturmessung für EM, Inhalt 5 Stk./Pkg.....	65,-

Best.-Nr.	Artikel	Beschreibung	UVP
23804000	Verschlussstößel S Keramik	ohne Temperaturmessung für NEM, Inhalt 2 Stk./Pkg.....	59,-
23812000	Verschlussstößel Longlife	zur Temperaturmessung für NEM, Inhalt 2 Stk./Pkg.....	92,-
23805000	Graphittiegelhalter	zum Halten des Graphittiegels, Inhalt 3 Stk./Pkg. ....	57,-
23814200	Thermoelement	Inhalt 1 Stk. ....	308,-
23816000	Tiegelöffnungsfräser	Fräser zum Öffnen von verstopften Tiegeln, Inhalt 1 Stk. ....	95,-
23818000	Legierungsschütte	zum einfachen Einfüllen von Legierung, Inhalt 1 Stk.....	27,-
23819000	Positionierzange	zum Positionieren von Verschlussstößeln, Inhalt 1 Stk. ....	23,-
26803000	Zentrier- und Isolierringe	für INDURET COMPACT und GENIUS, Inhalt 4 Stk./Pkg. ....	170,-
23828000	Dosierrohr	Einfüllhilfe, Inhalt 1 Stk.....	23,-
18000000	<b>RETOCAST I</b>	Induktionsschleuder, Tischgerät, für EM und NEM, inkl. Modellguss, VA-Gehäuse.....	8.990,-
28001000	Keramiktiegel für NEM	Inhalt 5 Stk./Pkg.....	71,-
28002000	Graphiteinsatz für EM	Inhalt 5 Stk./Pkg.....	71,-
28003000	Muffelrückenisolierung	für RETOCAST I .....	30,-
23807000	<b>UMLAUFKÜHLUNG</b>	für Induktions-Gießgeräte, geschlossener Wasserkreislauf, Pumpe, Volumen 40l, VA-Gehäuse.....	820,-
10502000	<b>RETOCAST T</b>	Flammengussschleuder, Tischgerät, VA-Gehäuse, doppelte Gehäusewandung, manueller Timer.....	3.600,-
20509000	Schmelzmulden normal	Inhalt 5 Stk./Pkg.....	122,-
20510000	Schmelzmulden extra tief	Inhalt 5 Stk./Pkg.....	144,-
20521000	Muffelrückenisolierung	für RETOCAST T .....	31,-

## Schmelz- und Lötgeräte

20501000	Schmelzpaket (Propan/O <sub>2</sub> )	komplett montiert für EM und NEM, bestehend aus: Hochleistungs-Schmelz- gerät, inkl. Universaleinsatz, 2 Druckminderer (Propan/O <sub>2</sub> ), 2 Rückschlag- sicherungen, Schutzbrille, Zufuhrschläuche für Gas und Sauerstoff.....	725,-
20518000	Schmelzpaket (Erdgas/O <sub>2</sub> )	komplett montiert für EM, bestehend aus: Artikel Best.-Nr. 20501000 inkl. einer Rückschlagsicherung mit Zufuhrschläuchen für Erdgas und Sauerstoff, mit Druckminderer für Sauerstoff .....	675,-
20502000	Gassparapparat Propan	mit Zündflamme zur Einsparung des Brenngases und Sauerstoff .....	420,-
20512000	Gassparapparat Erdgas	mit Zündflamme zur Einsparung des Brenngases und Sauerstoff .....	435,-
20514000	Brennerhandgriff Propan	universal, inkl. Schlauchpaket.....	177,-
20514100	Brennerhandgriff Erdgas	universal, inkl. Schlauchpaket.....	177,-
20507000	Universaleinsatz	Propan/Sauerstoff zum Schmelzen von NEM und EM .....	144,-
20507100	Universaleinsatz	Erdgas/Sauerstoff zum Schmelzen von EM .....	144,-
20503000	Einsatz zum Löten	0,5 mm Düse, Propan, für Artikel Best.-Nr. 20514000 .....	117,-
20504000	Einsatz zum Löten	1 mm Düse, Propan, für Artikel Best.-Nr. 20514000.....	117,-
20505000	Mikroflam Propan	Mikrobrennereinsatz für feinste und genaueste Lötungen, mit 3 Wechselkanülen, für Artikel Best.-Nr. 20514000 .....	133,-
20505100	Mikroflam Erdgas	Mikrobrennereinsatz für feinste und genaueste Lötungen, mit 3 Wechselkanülen, für Artikel Best.-Nr. 20514100 .....	133,-
20516000	Löteinsatz Propan	Hartlöteinsatz mit 3 Wechseldüsen, für Artikel Best.-Nr. 20514000 .....	133,-
20516100	Löteinsatz Erdgas	Hartlöteinsatz mit 3 Wechseldüsen, für Artikel Best.-Nr. 20514100 .....	133,-



## Sandstrahlen

14601000	<b>SANDURET 2</b>	mit 2 beheizten Strahlmittelbehältern, für Strahlmittel von 25 – 250 µm, Schnellstopp, VA-Gehäuse .....	1.750,-
14601001	<b>SANDURET 2 S</b>	Mikrofeinstrahler mit 2 Kammern, inkl. Strahlgutschublade .....	2.100,-
14600000	<b>SANDURET 3</b>	mit 3 beheizten Strahlmittelbehältern, für Strahlmittel von 25 – 250 µm, Schnellstopp, VA-Gehäuse .....	2.050,-
14600001	<b>SANDURET 3 S</b>	Mikrofeinstrahler mit 3 Kammern, inkl. Strahlgutschublade .....	2.400,-
14603000	<b>SANDURET 4</b>	mit 4 beheizten Strahlmittelbehältern, für Strahlmittel von 25 – 250 µm, Schnellstopp, VA-Gehäuse .....	2.350,-
14603001	<b>SANDURET 4 S</b>	Mikrofeinstrahler mit 4 Kammern, inkl. Strahlgutschublade .....	2.700,-
24602000	Strahlmittelbehälter	Nachrüstsatz-Strahlmittelbehälter, inkl. Montage .....	430,-
14604000	<b>SANDUBLAST</b>	Umlaufstrahler, VA-Gehäuse .....	1.750,-
14605000	<b>SANDUBLAST 2</b>	Kombigerät aus Umlauf- und Mikrofeinstrahler, 2 beheizte Strahlmittelbehälter, für Strahlmittel von 25 – 250 µm, Schnellstopp, VA-Gehäuse .....	2.250,-
14606000	<b>SANDUBLAST 3</b>	Kombigerät aus Umlauf- und Mikrofeinstrahler, 3 beheizte Strahlmittelbehälter, für Strahlmittel von 25 – 250 µm, Schnellstopp, VA-Gehäuse .....	2.550,-
	Strahldüsen	0,6 mm (50 µm) Best.-Nr. 24598000; 0,8 mm (110 µm) Best.-Nr. 24599000; 1,2 mm (150 µm) Best.-Nr. 24600000; 1,5 mm (ab 200 µm) Best.-Nr. 24601000 .....	je 50,-
20280000	Lupe	mit Saugnäpfen z.B. für POLIRET, SANDURET, 4 Dioptrien .....	82,-
<b>NEU!</b>	90449000 REITEL STONE	Bimssteinpulver, Inhalt 12 kg .....	44,-
<b>NEU!</b>	90441000 REITEL GLANZ	Glanzstrahlperlen, 50 my, Inhalt 10 kg .....	39,-
<b>NEU!</b>	90441001 REITEL GLANZ	Glanzstrahlperlen, 50 my, Inhalt 25 kg .....	69,-
<b>NEU!</b>	90441010 REITEL GLANZ	Glanzstrahlperlen, 125 my, Inhalt 10 kg .....	39,-
<b>NEU!</b>	90441011 REITEL GLANZ	Glanzstrahlperlen, 125 my, Inhalt 25 kg .....	69,-
<b>NEU!</b>	90442000 REITEL KORUND	Edelkorund, 50 my, Inhalt 10 kg .....	49,-
<b>NEU!</b>	90442001 REITEL KORUND	Edelkorund, 50 my, Inhalt 25 kg .....	95,-
<b>NEU!</b>	90442010 REITEL KORUND	Edelkorund, 110 my, Inhalt 10 kg .....	49,-
<b>NEU!</b>	90442011 REITEL KORUND	Edelkorund, 110 my, Inhalt 25 kg .....	95,-
<b>NEU!</b>	90442020 REITEL KORUND	Edelkorund, 250 my, Inhalt 10 kg .....	49,-
<b>NEU!</b>	90442021 REITEL KORUND	Edelkorund, 250 my, Inhalt 25 kg .....	95,-

## Arbeitsplätze

16801001	<b>ERGORET MINI</b>	Glasbox mit Lampe, Absauganschluss und Feilkloben .....	870,-
23203000	Absaugadapter	für ERGORET MINI, zum Anschließen von Fremdfabrikaten z.B. Freudling, Strohm & Maier, KaVo, etc. ....	77,-
23205000	Lupe	2-fache Schraublupe mit 4 Dioptrien, für ERGORET MINI .....	125,-
14803000	<b>ERGORET CC</b>	Auftisch inkl. 2-fach Lupe, Ausblasdüse, Fußschalter, Absaugung für Gase und Dämpfe, Farbe weiß / Buche (andere Farben auf Anfrage gegen 200,- € Mehrpreis) .....	4.200,-
14805000	<b>ERGORET CC KFO</b>	Streuplatz für Kunststoff- und KFO-Arbeiten, Auftisch inkl. Absaugung mit 2 Aktivkohlefiltern für Gase und Dämpfe (insb. MMA), 2-fach Lupe, Farbe weiß / Buche (andere Farben auf Anfrage gegen 200,- € Mehrpreis) ....	4.200,-
14800000	Vario-Hubtisch	motorische Höhenverstellung, VA-Gehäuse, für ERGORET CC Auftisch und ERGORET CC KFO Auftisch .....	2.100,-
24802000	Rollen	für Vario-Hubtisch, 4 Stk. ....	85,-

Best.-Nr.	Artikel	Beschreibung	UVP
23101001	Aktivkohlefilter	optionaler Schadstofffilter für die ERGORET CC-Serie, Set.....	74,-
23206000	Staubschutz	Lamelleneingriff für ERGORET CC-Serie.....	160,-
24806000	Edelmetallfilter	für ERGORET CC-Serie .....	33,-
16901001	<b>ERGORET CLASSIC</b>	Arbeitsplatz zum Schleifen von Gipsen oder zur Zirkondioxidbearbeitung, mit Ablauf-/ Absaugstutzen und LED-Beleuchtung.....	830,-

## Absaugen

12900000	<b>DUSTY MINI</b>	Trockensauger, z. B. für Modellsäge und Fräse, 700 W, KU-Gehäuse, Staubklasse M (95 %), 73 dB(A).....	420,-
17902000	<b>DUSTY COMFORT</b>	Nass- und Trocken-Absaugung, z. B. für SANDURET und Arbeitsplätze, 1.300 W, KU-Gehäuse, Staubklasse M (95 %), 70 dB(A), Einschaltautomatik .....	680,-
14500000	<b>DUSTY ZIRKON</b>	Absaugung für Feinstäube, z. B. Zirkondioxid, 1.500 W, KU-Gehäuse, Staubklasse H (99,97 %), 59 dB(A).....	2.300,-
22905000	Filterbeutel	für DUSTY MINI, Inhalt 5 Stk./Pkg. ....	65,-
27905000	Filterbeutel	für DUSTY COMFORT, Inhalt 5 Stk./Pkg. ....	65,-
27806000	Filterbeutel	für DUSTY ZIRKON, Inhalt 5 Stk./Pkg.....	66,-
22902000	Einschaltautomatik	automatisches Zuschalten der Absaugung .....	71,-
27801000	Absaugweiche	2 Wege, ermöglicht Anschluss zweier Geräte an die Absaugung .....	200,-

## Polieren

11100000	<b>POLIRET MINI</b>	Poliereinheit mit einer rechtsseitigen Spindel, 1.000–4.500 U/min., inkl. Absaugung, waschbarer Filter, VA-Gehäuse.....	2.400,-
11111000	<b>POLIRET CLASSIC</b>	Poliereinheit mit 2 Spindeln, einer bürstenlosen Antriebseinheit 1.500/3.000 U/min., Absaugung, waschbare Filter, VA-Gehäuse .....	3.600,-
22701000	Scheiben-Nachrüstsatz	Sicherheits-Schutzglas, mit Haltebügelsatz, für POLIRET CLASSIC .....	je Seite 77,-
10328000	<b>POLIRET COMFORT</b>	Poliereinheit mit 2 Spindeln, einer bürstenlosen Antriebseinheit, 800–4.500 U/min., Absaugung, waschbare Filter, VA-Gehäuse .....	4.300,-
10328001	<b>POLIRET COMFORT mit Drehzahlanzeige</b>	Poliereinheit mit 2 Spindeln, inkl. 1 Drehzahlanzeige, einer bürstenlosen Antriebseinheit, 800–4.500 U/min., Absaugung, waschbare Filter, VA-Gehäuse .....	4.550,-
12703000	<b>POLIRET TWIN</b>	Poliereinheit mit 2 getrennt elektronisch regelbaren Spindeln, bürstenlose Antriebseinheit, 800–4.500 U/min., waschbare Filter, Absaugung, VA-Gehäuse .....	4.800,-
12703001	<b>POLIRET TWIN mit Drehzahlanzeige</b>	Poliereinheit mit 2 getrennt elektronisch regelbaren Spindeln, inkl. 2 Drehzahlanzeigen, bürstenlose Antriebseinheit, 800–4.500 U/min., waschbare Filter, Absaugung, VA-Gehäuse .....	5.300,-
	ohne Absaugung	für POLIRET-Serie, zum Anschluss an eine Zentralabsaugung.....	auf Anfrage
14800001	Vario-Hubtisch	motorische Höhenverstellung, inkl. Buchenplatte, für POLIRET-Serie.....	2.400,-
22702000	Filterbeutel	für POLIRET / - E / - TWIN/ - COMFORT, Inhalt 2 Stk./Pkg. ....	112,-
22702200	Filterbeutel	für POLIRET CLASSIC, Inhalt 2 Stk./Pkg. ....	109,-
22702100	Filterbeutel	für POLIRET MINI, Inhalt 1 Stk. ....	58,-
22603000	Bohrfutteraufnahme	für POLIRET (rechtsseitig).....	125,-

## **REITEL Feinwerktechnik GmbH**

Senfdamm 20 · 49152 Bad Essen

Telefon: +49 (0) 54 72 - 94 32 - 0 · Telefax: +49 (0) 54 72 - 94 32 - 40

Internet: [www.reitel.com](http://www.reitel.com) · E-Mail: [info@reiteler.com](mailto:info@reiteler.com)

